

新発売のご案内

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器

グロウジェクター[®]L

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、医薬品・ワクチン用注入器「グロウジェクター[®]L」を新発売することとなりましたので、謹んでご案内申し上げます。

敬 具

記

1. 発売日：2017年1月17日（火）

2. 製品写真

グロウジェクター[®]Lにご使用いただく製剤は、以下の写真の通り、グロウジェクト[®]皮下注 6mg ならびに、グロウジェクト[®]皮下注 12mg ですので、ご使用前に製剤のご確認をお願い致します。


グロウジェクター[®]L 本体



グロウジェクト[®]皮下注 6mg
個装箱



グロウジェクト[®]皮下注 12mg
個装箱



グロウジェクト[®]皮下注 6mg
製剤



グロウジェクト[®]皮下注 12mg
製剤



専用充電台/専用ACアダプタ
本体は充電式ですので、同梱されている充電台で充電して下さい。




冷蔵保存ケース
使用中の製剤は先端ユニットごと注射針を取り外して、同梱されている冷蔵保存ケースに入れて冷蔵庫で保管して下さい。

「グロウジェクター®L」個装箱には、ペン本体と以下の写真の部品が、取扱説明書等の資料とともに同梱されています。



3. 流通コード、区分等

品名	包装	統一商品コード	耐用期間	区分
グロウジェクター®L	1本	464-50033-7	使用開始から3年間	管理医療機器

品名	JMDNコード	JANコード	JANコードシンボル
		GS1-128用商品コード	GS1-128コードシンボル
グロウジェクター®L	12504002	4987464500337	 4 987464 500337
		(01)04987464500337	 (01)04987464500337

4. 個装箱サイズ

品名	個装箱サイズ	重量
グロウジェクター®L	218mm185×mm×81mm	740g

5. グロウジェクター専用入力装置について

「グロウジェクター®L」は、成長ホルモン注入量を自動的に計算して設定できる注入器です。投与回数等の条件は、医師が専用入力装置を用いて入力します。

専用入力装置は、製品に同梱されておりませんので、入手方法等につきましては、弊社担当者にお問い合わせ下さい。

以上